



# MASQUES ANTIPOUSSIÈRES JETABLES A SOUPAPE FFP1 X190103G

## AVANTAGES :

- Léger.
- Confortable.
- Soupape d'expiration.
- Contre les particules solides et liquides.

## DESCRIPTIF :

- Masques thermoformés en fibre non tissée.
- Barrette nasale avec renfort en mousse.
- Soupape d'expiration.
- Bride élastique réglable.
- Protection de type **FFP1 NR D**.
- VME : > à 5 mg/m<sup>3</sup>.
- Granulométrie : entre 2,2 et 5 µm.
- Facteur de protection : 4,5 x VME.



## UTILISATION :


- Protège contre les poussières fines, solides et liquides, non toxiques.
- Exemples de contaminants : poussières de ciment, cellulose, graphite, kaolin, farine, poussières textiles, coton, silice, poussières de métaux ferreux, de zinc, titane, schiste, gypse, magnésie, calcite, saccharose, cellulose de bois dur, charbon, laine de verre, brouillard d'huile...
- Ne pas utiliser contre les poussières de métaux ferreux toxiques tels que le cuivre, l'aluminium, l'amiante...
- Ne protège pas contre les gaz et les vapeurs.
- En application des directives 89/686/CEE et 63/89/CEE, le responsable de l'hygiène et de la sécurité au travail dans l'entreprise devra connaître le contaminant au poste de travail pour choisir une protection adaptée.
- La protection respiratoire doit être portée en permanence en présence de du contaminant, dans des lieux où la concentration d'oxygène est impérativement supérieure à 17%.

## CONSEIL D'ENTRETIEN ET DE STOCKAGE :

- Pas d'entretien : le masque doit être jeté après une journée de 8 h, ou dès l'apparition d'une forte résistance respiratoire.
- Stockage dans un endroit sec à l'abri de la poussière et de la lumière.

## NORMALISATION CE:

- Ces masques sont conformes à la norme : EN149 : 2001 + A1 : 2009.
- NR : Non Réutilisable, et D : réussit le test de 8h au colmatage : garantit le même confort respiratoire pendant 8h (pas de résistance à la respiration).
- Attestation N° 66911 délivrée par le laboratoire notifié BSI (Grande Bretagne).



### Référence 190103G

<b>Taille</b>	Unique	<b>Code barre</b>	3355141901035
<b>Dimensions boîtes</b>	13 x 13 x 26cm	<b>Dimensions colis</b>	65,5 x 27 x 45,5 cm
<b>Poids boîtes</b>	300 g	<b>Poids colis</b>	7 kg
<b>Conditionnement</b>	12 masques	<b>Colisage</b>	20 boîtes

**CE**  
0086