

# Genouillères stabilisatrices GelFit™

TB-KP-G205

Les genouillères stabilisatrices ToughBuilt® GelFit™ redéfinissent la façon dont les professionnels utilisent leurs genouillères. Ce système de genouillère breveté permet de retirer entièrement le Stabilizer SnapShell™ ou de l'échanger avec d'autres SnapShells. Créez la genouillère exacte pour s'adapter à chaque travail.

Sa construction unique crée une large empreinte à l'avant, sur les côtés et à l'arrière. Cela élimine le basculement, crée une sensation stable et confortable et diminue la pression sur les chevilles. La conception ergonomique du gel et de la mousse épouse la forme naturelle du genou et du haut du tibia, maximisant la répartition de la pression pour un confort tout au long de la journée. Les parois latérales hautes réduisent considérablement la torsion du genou. Les sangles de jambe élastiques en EVA maintiennent confortablement leur place sans couper la circulation ni se coincer derrière le genou. Les matériaux et la construction robustes permettent à ces genouillères fiables de résister aux conditions de travail les plus rigoureuses.

- Conception confortable de gel et de mousse GelFit™
- Forme ergonomique pour embrasser le genou et le haut du tibia
- Stabilizer SnapShells™ se détache facilement et s'échange avec d'autres SnapShells, ce qui en fait la genouillère parfaite pour chaque travail.
- La stabilisation du périmètre offre un support stable comme le roc

- La construction unique crée une large empreinte à l'avant, sur les côtés et à l'arrière
- Crée une sensation stable et confortable
- Élimine le basculement
- Diminue la pression sur les chevilles.
- Tissu 1680D résistant à l'abrasion
- Empêche les rayures et les marques
- Maximise la répartition de la pression pour un confort tout au long de la journée
- La paroi latérale haute réduit considérablement la torsion du genou
- Fortement texturé sur les surfaces de contact
- Boutons-pression creux de haute qualité
- Les sangles de jambe élastiques en EVA maintiennent confortablement leur place sans couper la circulation ou se coincer derrière le genou